

Pressemitteilung

März 2009

Temperaturmessung im Detail

Technik-Poster zur Temperaturmessung von Labfacility

Die englische Labfacility Ltd. – europaweit bedeutender Hersteller von Temperaturmessgeräten und -ausrüstung – bietet ein neues ausführliches Poster mit umfassenden Tabellen und Hinweisen zur Temperaturmessung mit Thermoelementen und Platin-Widerständen an. Die Tabellensammlung enthält alle Informationen, die für den Messtechniker interessant und notwendig sind.

Das neue Poster von Labfacility liefert eine Fülle von nützlichen und praktischen Daten für Ingenieure, Wissenschaftler, Techniker und Studenten, die sich mit Temperaturmessungen beschäftigen. Doppelseitig-bedruckt eignet sich das Poster im bequemen DIN A4-Format zum Aufhängen an der Wand oder Abheften im Ordner. Auf der Vorderseite stehen die Informationen zu Thermoelementen, auf der Rückseite zu Platin-Widerständen.

Besonders wertvoll sind die beiden Tabellen mit den neuen Toleranzklassen für Widerstände und Thermometer. Seit 2008 gibt es neue internationale Standards für Toleranzen bei industriellen Platinwiderstands-Temperatur Sensoren. Diese Toleranzen sind zum ersten Mal getrennt nach Draht- und Flachfilmwiderständen sowie Sensorbauteilen auf dem Poster von Labfacility Ltd. dargestellt.

Weitere Informationen liefern u.a. Tabellen mit Isolierungsmaterialien, Toleranzklassen bei Thermoelementen, Toleranzen bei Platin-Widerständen, Farbcodes für Anschlüsse von Thermoelementen sowie ein Kalibrierungsführer.

Das Poster ist in Englisch verfasst, die vielen Tabellen mit Temperaturangaben (in °C), Widerstandswerten (in Ω) und Farbcodes sind aber auch ohne Englischkenntnisse verständlich.

Interessenten bestellen das Poster per E-Mail bei:

info@labfacility.co.uk

Ein Tipp für Besucher der Messe „Sensor+Test 2009“ vom 26.-28.5.2009 in Nürnberg: Labfacility Ltd. ist bei der Messe mit einem Ausstellungsstand vertreten. Dort kann sich jeder Standbesucher sein Exemplar des Posters persönlich abholen und weiterführende Gespräche mit den Repräsentanten von Labfacility Ltd. führen.

Hinweise für die Redaktion:

Diese Pressemitteilung und das Bild können Sie als Datei unter <http://www.pauly-consult.com/news/pmlabfac.html> herunterladen oder unter einer der unten angegebenen E-Mail-Adressen anfordern.

Wichtig: Bei Abdruck bitte ein Belegexemplar an Labfacility und pauly consult senden.

<p>Kontaktadresse Hersteller: Labfacility Ltd Shripney Road Bognor Regis, West Sussex PO22 9SD, United Kingdom Tel: +44(0)1243 871287 Fax: +44(0)1243 871281 E-mail: exportsales@labfacility.co.uk</p>	<p>Kontaktadresse für die Redaktion: pauly consult gmbh, Herr Holger Pauly An der Bleiche 2 61440 Oberursel Tel. +49 (06171) 58 62 66, Fax. +49 (06171) 58 62 56 pm@pauly-consult.com, www.pauly-consult.com</p>
--	--



Certificate No. 4746

www.labfacility.co.uk

Northern Division: Eden Place Unit 3b Ausgang Lane, Dinnington, Sheffield,
South Yorkshire, S25 3QT. Tel: +44 (0)1909 569446 Fax: +44 (0)1909 550632

Head Office & Registered Office: – Bognor Regis Registered Number: 1008590